

TRICOGRAMA (ANÁLISE DOS PELOS)

Tricograma (análise de pelos) para caninos e felinos.

INDICAÇÕES:

O tricograma é um exame simples de rotina que apresenta inúmeras indicações. O tricograma pode ser utilizado para detectar organismos infecciosos ou parasitários, como Demodex ou artrósporos dermatófitos, em amostras de pelos de animais. Além de causas infecciosas e parasitárias, o tricograma permite observar alterações pilosas sugestivas de outras displasias foliculares, alopecias, lesões traumáticas e até mesmo algumas endocrinopatias. A coleta de amostra deve ser feita puxando gentilmente os pelos usando as pontas dos dedos.

MATERIAIS:

- Amostra: Coletar uma amostra no local de alopecia e em local sem lesões (min. 20 pelos) com bulbos.
- Tubo/frasco: frasco seco.
- Conservação: manter seco. Até 7 dias.

Observações: é essencial para o correto diagnóstico citológico, o encaminhamento do histórico com padrão e local da lesão e tempo de evolução.

Referências bibliográficas: Clinical Small Animal Internal Medicine / David Bruyette ... [1. Ed] - Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2020.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
www.verta.vet.br

Siga-nos:  [verta.laboratorio](https://www.instagram.com/verta.laboratorio)  [verta.vet](https://www.facebook.com/verta.vet)  [verta laboratorio](https://www.linkedin.com/company/verta-laboratorio)